

ALCAS CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTO



PIROMETRIA | TEMPERATURA | PRESSÃO | UMIDADE | FLUXO | ELÉTRICA | LABORATÓRIO | SEGURANÇA | DIVERSOS

VISCOSIMETRO COPO FORD



VISCOSIMETRO COPO FORD

Aplicação	caracterizados pela produção referentes a viscosidade em o substância . O viscosímetro n normalização, onde conseguo escoamento do fluido newto principalmente utilizado para	e manipulação de fluidos, onde se desejam obter resultados relação ao tempo de escoamento de uma determinada nétodo Copo Ford é capaz de atender os requisitos da e estabelecer a viscosidade consequente do tempo de niano e juntamente com cálculos técnicos sendo a determinação da viscosidade cinemática de tintas, vernizes, a propriedades estabelecidas pela lei de Newton, de s.
Características técnicas		
Соро	Copo fabricado em alumínio polido conformado por processo de usinagem de precisão.	
Dimensão do copo	Diâmetro interno = 50,8 mm, diâmetro externo = 59 mm, altura = 73 mm.	
Anel	Anel fabricado em alumínio polido conformado por processo de usinagem de precisão.	
Dimensão do anel	Diâmetro interno = 60 mm, diâmetro externo = 87,5 mm, altura = 17,79 mm.	
Haste	Haste em alumínio polido, com pés reguladores de altura para nivelação do aparelho.	
Dimensões externas	Largura = 200 mm, comprimento = 200 mm, altura = 300 mm.	
Orifício	Orifício fabricado em latão nº 4	
Placa de vidro	Placa de vidro incolor de 100 mmx 100 mm com espessura de 3 mm.	
Descrição do aparelho	Aparelho fabricado em alumínio polido, conformado por processos de usinagem de precisão conferido dimensionalmente por instrumentos de controle calibrados, equipamento composto por 5 grupos mecânicos distintos fixados por métodos de encaixe e rosca, sendo estes: Copo, anel, hastes, reguladores e orifício.	
Descrição do ensaio	Basicamente o ensaio consiste em nivelar o equipamento, extrair a amostra da substância a ser analisada com temperatura especifica, deposita-la no copo retirando o excesso com auxilio da placa lembrando que o orifício deve estar bloqueado para que na haja escoamento, a vazão é liberada e com auxilio de um cronometro é medido o tempo que todo volume do fluido leva para escoar por completo pelo orifício do copo.	
Normalização	ASTM D 5293 e SAE J30	
Opcional sobre requisição		Composição de itens que acompanha
Orifícios de outras dimensões e componentes em aço inox Sendo acrescido conforme o produto requisitado. Viscosímetro Copo Ford nº 2 – Código 22861 Viscosímetro Copo Ford nº 3 – Código 22862 Viscosímetro Copo Ford nº 5 – Código 22906 Viscosímetro Copo Ford nº 6 – Código 22907 Viscosímetro Copo Ford nº 7 – Código 22908		Copo em alumínio polido, anel em alumínio polido, haste em alumínio polido, placa de vidro incolor e certificado de garantia.

Viscosímetro Copo Ford nº 8 – Código 22909